

FICHE PRODUIT

Echographe portable numérique avec Doppler couleur M7

Référence : SOC-M7

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Échographe portable numérique avec Doppler couleur M7

Clarté-Précision-Performances Transportez votre échographe Doppler sur tous les lieux de soins. **L'échographe doppler couleur modèle M7 +sonde cardiaque** vous permet de réaliser des échographies sur vos patients à n'importe quel endroit .

Multi-spécialités

Un échographe hautes performances qui permet de réaliser plus d'examens.

Radiologie

Modes complets d'imagerie et d'affichage:

imagerie B avec THI, M, PW, HPRF, CW, Color, Power, DirPower et Trapezoid, Smart3D™ et 4D.

Affichage iScape™ : imagerie panoramique.Excellente qualité d'image 2D et grande sensibilité aux couleurs. Nombreux logiciels dédiés aux mesures et aux analyses cliniques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Examens cardiovasculaires

Imagerie Free Xros™ : mode M anatomique (trois lignes). Imagerie Doppler des tissus

cet excellent outil permet d'évaluer avec précision les mouvements du myocarde. Le logiciel intégré de mesure de l'épaisseur de l'intima/média détecte les bords, à l'aide de valeurs moyenne et maximale d'épaisseur.

Obstétrique/Gynécologie

L'imagerie 4D alliée à la portabilité.

Nouvelle sonde : sa conception ergonomique et légère permet aux utilisateurs de réaliser des examens en 2D, exactement comme avec une sonde convexe standard.

Nouvelle sonde 4D : grâce à sa conception ergonomique et légère, les cliniciens peuvent augmenter la vitesse de balayage, pour un gain de temps indéniable lors des examens 3D/4D.

ExFOV : permet d'élargir l'angle de balayage de toutes les sondes convexes.

Calcul percentile en obstétrique : démontre la précision de l'estimation. Nombreux logiciels dédiés aux mesures et aux analyses cliniques.

Anesthésiologie/Médecine d'urgence/Examens musculo-squelettiques

Fonction zoom spot : offre un zoom haute définition pour visualiser les structures les plus fines.

Fonction iTouch™ : optimisation monotouche pour les images 2D et couleur.. Sonde linéaire haute fréquence. Nombreux logiciels dédiés aux mesures et aux analyses cliniques.

Partout, tout le temps le M7 peut être utilisé dans tous les environnements de soin. Il garantit des performances d'imagerie optimales dans une large gamme de spécialités. L'échographe doppler couleur M7 permet d'obtenir des données de manière rapide et précise, permettant aux cliniciens d'atteindre un niveau élevé de confiance et d'efficacité diagnostiques.

Batteries lithium-ion haute capacité pour effectuer des examens en continu. Le solide boîtier magnésium est conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures, vous pouvez ainsi effectuer des examens diagnostiques partout, à l'hôpital comme dans les environnements extérieurs les plus difficiles.

En options

Chariot mobile haute qualité et module d'extension sondes.

Mallette de transport à porter sur le dos alliant confort et élégance.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/5440-echographe-couleur-m7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com