

FICHE PRODUIT

Echographe portable numérique avec Doppler couleur M5

Référence : SOC-M5

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Les bonnes choses sont livrées dans des petits emballages.

Le lancement de ce nouveau système à ultrasons de la taille d'un ordinateur portable offrira aux utilisateurs du monde entier une nouvelle génération de systèmes à ultrasons portatifs dotés de toutes les fonctions.

Depuis notre création, nous faisons des efforts pour promouvoir des innovations en matière de technologie médicale. Dans le domaine des systèmes à ultrasons, nos développements axés sur les clients en matière de technologie ont abouti à une gamme de systèmes à ultrasons polyvalents ayant une performance extraordinaire et conçus pour convenir à un grand nombre d'applications cliniques.

Faire confiance à la performance

Pèse environ 6 kg et offre toute une gamme de fonctions tout en offrant une forte confiance diagnostique. Imagerie couleur brillante et excellente performance 2D, avec une impressionnante THI (imagerie harmonique des tissus) pour un meilleur contraste et une meilleure résolution spatiale. L'homogénéisation d'images remplit l'intégralité du champ de vision jusqu'à 30 cm de profondeur. Modes d'imagerie complets : B, M, PW, HPRF, CW, Color, Power et DirPower. L'affichage **iScale** (imagerie panoramique) et l'imagerie en trapèze permettent un champ de vision plus large pour un meilleur diagnostic. La fonction **iBeam**, technologie d'imagerie composée spatiale,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

augmente la résolution spatiale sans pour autant compromettre la vitesse de prise d'images, permettant ainsi de recueillir davantage d'informations utiles pour générer des images de meilleure qualité.

L'imagerie de réduction du bruit de rétrodiffusion adaptative **iClear TM** permet de visualiser davantage de subtilités tissulaires afin d'améliorer la confiance diagnostique.

iZoom agrandit automatiquement l'image en plein écran.

Pour un examen facile

Disposition à domicile et affichage sur écran pour une navigation synchronisée. Optimisation rapide de la qualité d'image à l'aide d'un seul bouton **iTouch**(optimisation intelligente d'images), pour un meilleur niveau de gris plein champ et une meilleure uniformité. TI (traitement des images) pour des groupes de paramètres équilibrés.

Touches programmables pour un ajustement des paramètres et une mesure facile. Ajustement actif des paramètres de l'écran.

Utiliser M5 : partout et tout le temps

Unique, de par sa petite taille, le M5 est facile à transporter, étendant ses applications à davantage de domaines, tels que les ambulances, les salles de gymnastique et les salles d'opération, ainsi que sur place.

Bénéficiant d'une initialisation rapide, de batteries rechargeables et de transducteurs multifréquence légers, le M5 est prêt à procéder à des balayages chaque fois que cela est nécessaire.

Un stockage facile, une révision rapide et une gestion efficace des données patient peuvent être obtenus grâce à la plate-forme de gestion intelligente des informations **iStation**. Avec un disque dur d'une capacité de stockage de 320 G, le raccourci clavier de M5 et ses touches définies par l'utilisateur supportent l'analyse hors-ligne des données et images.

En outre, le système M5 intègre un réseau transparent et une connectivité prête à l'emploi, dont DICOM, des ports USB, un DVD-R/W, un enregistreur de DVD et bien plus encore.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/5441-echo-doppler-m5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com