

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DP-5

Référence : SOC-DP-5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques l'Echographe numérique Mindray modèle DP-5 .

- Ecran LCD 15" grand angle et haute résolution .
- Conception compacte et optimisée .
- Clavier et commandes conviviaux .
- Sondes légères pour une gamme complète de transducteurs à large bande.
- Productivité exceptionnelle .
- Optimisation automatique iTouch™ Optimise l'uniformité et la plage dynamique via une touche unique .
- iZoom™ Visualisation plein écran instantanée .
- Enregistrement rapide Transfert d'images vers un disque local ou directement sur une clé USB au moyen d'une seule touche .
- iStation™ Intègre efficacement le stockage, l'archivage, la révision et la récupération des données patient.
- Fiabilité du diagnostic garantie .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Suppression du bruit de rétrodiffusion iClear™.
- Améliore la résolution de contraste sans compromettre la résolution spatiale.
- Imagerie composée spatiale iBeam™.
- Améliore de manière significative la résolution, tout en fournissant des informations supplémentaires sur les tissus.
- THI avec décalage de phase.
- Capacité antibruit accrue.
- Résolution du contraste optimisée.
- Visualisation optimisée des détails tissulaires.

NB/ VENDU EXCLUSIVEMENT HORS UE

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/5442-echographe-numerique-dp-5.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com