


FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DP-7

Référence : SOC-DP-7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de l'échographe DP-7 de MINDRAY.

- Imagerie composée spatiale iBeam™ .
- Imagerie avec réduction du bruit de rétrodiffusion iClear™ .
- Imagerie harmonique avec décalage de phase.
- Optimisation automatique iTouch™ .
- Visualisation plein écran instantanée iZoom™ .
- Presse-papiers, Génération de rapports embarquée iStation™ .
- Une grande polyvalence clinique 8 sondes de conception nouvelle associées à une série de logiciels de mesure, incluant une sonde à déphasage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/5443-echographe-numerique-dp-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com