

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DP-9900Plus

Référence : SOC-DP9900Plus

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'Echographe numérique Mindray modèle DP-9900Plus

- Technologies d'imagerie numérique avancées : excellente qualité d'image avec une haute résolution et une bonne pénétration.
- Fonction de TI (traitement des images) : ajustement rapide des images .
- THI (Imagerie harmonique des tissus).
- TSI (Imagerie spécifique des tissus).
- Fréquence max. de 10 MHz.
- Moniteur non entrelacé de 14 pouces : offre des images haute définition.
- Ecran LCD de 15 pouces : offre des images diagnostiques fiables.
- Technologie par transducteurs : série de transducteurs à sensibilité élevée, à large bande et multifréquence.

Configurations standard

- Unité principale DP-9900Plus.
- Moniteur non entrelacé de 14 pouces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- THI (Imagerie harmonique des tissus).
- Boucle ciné de 256 images en modes B, B/B, M et B/M.
- Système de gestion des informations patient intégré.
- Disque dur de 320 G.
- Deux ports USB et DVD.
- Logiciels de mesure et de calcul.
- Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50HA (2,5/3,5/5/H4,6/H6 MHz).

En option

- Ecran LCD de 15 pouces
- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38HA (6/7,5/8,5/10 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60HB (6/7,5/8,5/10 MHz).
- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20HA (2/2,5/3,5/5 MHz).
- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz).
- Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10HA (5/6,5/7,5/8,5 MHz).
- DICOM 3.0.
- Supports guidés par aiguille.
- Interrupteur au pied étanche.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/5444-systeme-d-imagerie-diagnostique-a-ultrasons-numerique-dp-9900plus.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com