

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray modèle DP-8500

Référence : SOC-DP-8500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'Echographe numérique Mindray modèle DP-8500

- . Imagerie harmonique des tissus (THI), Imagerie spécifique des tissus (TSI)
- . Usages divers : 9 transducteurs disponibles jusqu'à 6 fréquences
- . Modes d'examen et logiciels de mesure complets : (OB/GYN, abdomen, petites parties du corps, cardiologie, urologie, orthopédie, vasculaire, seins, prostate, MSK, neurologie, peropératoire. Toutes les fonctions de support sont définies par l'utilisateur
- . Station: système de gestion des informations patient
- . Images de deux sondes différentes affichées simultanément en mode 2B, permutation facile en appuyant sur une seule touche entre les deux images
- . Touches programmables définies par l'utilisateur : stockage des images rapide en appuyant sur une seule touche vers un disque local ou une clé USB
- . Affichage multilingue : (anglais, français, allemand, italien, russe, portugais, espagnol et chinois)

Configuration standard

- . Unité principale DP-8500
- . Moniteur LCD de 15 pouces pour usage médical
- . THI (Imagerie harmonique des tissus)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- . iStation? : système de gestion des informations patient
- . Deux connecteurs de transducteur
- . Capacité de stockage d'images standard de 400 M
- . Logiciels de mesure et de calcul
- . DVD-RW
- . Ports USB, ports S-vidéo et VGA.

En option

- . Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50EA (2/3,5/5/6/H4,6/H6 MHz)
- . Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
- . Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
- . Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L53EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
- . Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20EA (2/2,5/3,5/5 MHz)
- . Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
- . Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
- . Transducteur vectoriel linéaire intrarectal électronique : 65EL60EA (5/6,5/7,5/8,5 MHz)
- . Transducteur en T peropératoire électronique : 75LT38EA (5/7,5/8,5/10 MHz)
- . Module de stockage d'images massif de 320 G
- . Supports guidés par aiguille
- . DICOM 3.0
- . Interrupteur au pied étanche

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/5445-systeme-d-imagerie-diagnostique-a-ultrasons-numerique-dp-8500.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com