

FICHE PRODUIT

Echographe portable numérique modèle DP-30 sans accumulateur | sonde convexe (35C50EA)

Référence : SOC-DP-30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

L'échographe numérique DP-30 Mindray est une solution d'imagerie médicale portable conçue pour offrir une qualité d'image exceptionnelle en mode noir & blanc.

Grâce à sa technologie d'imagerie numérique avancée, il garantit des diagnostics précis tout en restant simple d'utilisation et parfaitement adapté aux environnements à forte activité.

Imagerie de haute précision Le DP-30 intègre des technologies Mindray telles que : iBeam™ (composition spatiale d'image) iClear™ (réduction intelligente du bruit) iTouch™ (optimisation automatique) Ces fonctionnalités permettent d'obtenir des images nettes, contrastées et homogènes, même pour les applications pointues (abdomen, obstétrique, gynécologie, urologie, vasculaire périphérique, musculo-squelettique...).

Design portable et ergonomique Grâce à son format compact et son écran LCD haute définition, le DP-30 est idéal pour toutes les situations : cabinet médical, service hospitalier, urgence, visites à domicile ou campagnes mobiles.

Sa batterie intégrée assure une autonomie suffisante pour une utilisation intensive. Fonctionnalités clés Mode B, B/B, 4B, M et imagerie harmonique THI Optimisation automatique iTouch™ Stockage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

interne étendu + export USB Options de sondes multiples (convexe, linéaire, micro-convexe...)
Interface intuitive avec raccourcis programmables Portabilité maximale et faible consommation électrique Un échographe fiable et polyvalent

Le DP-30 est une valeur sûre de la gamme Mindray : robuste, précis et économique, il convient parfaitement aux médecins généralistes, gynécologues, urgentistes, kinésithérapeutes et vétérinaires recherchant une solution performante sans compromis.

La qualité d'image qu'offre l'**Echographe portable DP-30** dépasse toutes les espérances. Il possède:

- THI (Imagerie harmonique des tissus) améliorant la résolution du contraste.
- Optimisation rapide des images à l'aide d'une touche grâce à la fonction de TI (traitement des images).
- 8 segments d'amplification du signal selon la zone explorée, permettant l'ajustement précis des images.
- Intelligent, le système DP-30 est facilement transportable auprès des patients, dans tout l'hôpital.
- Taille compacte.
- Il pèse seulement 5,5 kg.

L'Echographe portable DP-30 permet de prendre en charge les patients en situation d'urgence, n'importe quand, n'importe où.

- Prêt à réaliser l'examen en 17 s.
- Touches définies par l'utilisateur, opérations personnalisées programmables.
- Fonction mono-touche pour le stockage des images et des boucles ciné sur un disque local ou une clé USB
- Batterie au lithium prenant en charge jusqu'à une heure et demie d'examens en continu.

"Pour examiner les images enregistrées précédemment, activez simplement iStation."

- Stockage, archivage, révision et récupération rapides des données patient grâce à iStation™
- Disque dur de 320Go offrant une capacité de stockage d'images considérable

Configuration standard de l'Echographe portable DP-30:

- Moniteur à LED de 12,1 pouces.
- Un connecteur de transducteur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Panneau de commande.
- Poignée.
- Indicateurs : alimentation/batterie/mise en veille/état du disque dur.
- THI.
- iStation™.
- Deux ports USB.
- Logiciels de mesure et de calcul.

En option :

- Disque dur intégré de 320 Go.
- Second connecteur de transducteur.
- DICOM 3.0 : stockage et impression d'images.
- Batterie au lithium-ion.
- Bloc batterie.
- Interrupteur au pied.
- Chariot mobile : UMT-110.
- Mallette de transport.
- Housse anti-poussière pour le clavier.
- Supports guidés par aiguille.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/5447-echographe-numerique-dp-30.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

Documents associés

- DP-30
- DP30 brochure
- DP30 SONDES

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com