

FICHE PRODUIT



Echographe portable numérique Mindray modèle DP-10

Référence : SOC-DP-10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

L'Echographe portable DP-10 c'est :

Une conception ergonomique dotée d'une mobilité optimale.

- Moniteur à DEL de 12,1 pouces inclinable à 30 degrés.
- Panneau de commande convivial avec clavier en silicone à rétro-éclairage.
- Conception légère et compacte pour une portabilité optimale.

Fiabilité du diagnostic dans une vaste gamme d'applications cliniques.

- Technologie entièrement numérique.
- Fonction de TI (traitement des images) pour une optimisation rapide des images.
- 8 segments d'amplification du signal selon la profondeur de la zone explorée, garantissant un contrôle précis des images.
- Large gamme de transducteurs destinés à l'obstétrique, la gynécologie, l'abdomen, l'urologie, les petites parties du corps, l'orthopédie et les applications en pédiatrie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Optimiser le flux de travail pour une efficacité accrue.

- Temps d'initialisation rapide (20 s).
- Touches définies par l'utilisateur pour des opérations personnalisées.
- Enregistrement des images ou des boucles ciné à l'aide d'une seule touche sur un disque local ou une clé USB.

Configuration standard de l'Echographe portable numérique Mindray modèle DP-10

- Moniteur à DEL de 12,1 pouces.
- Un connecteur de transducteur.
- Panneau de commande.
- Poignée.
- Indicateurs : alimentation/batterie/mise en veille/état du disque dur.
- Interfaces d'E/S.
- 2 ports USB.
- 1 port de sortie VGA.
- 1 port de sortie vidéo.
- 1 port S-vidéo.
- Logiciels de mesure et de calcul.

En option :

- Second connecteur de transducteur.
- DICOM 3.0 : stockage et impression d'images.
- Interrupteur au pied.
- Chariot mobile : UMT-110.
- Mallette de transport.
- Housse anti-poussière pour le clavier.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Supports guidés par aiguille.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/5449-echographe-numerique-dp-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com