

FICHE PRODUIT



Echographe numérique portable Mindray modèle DP-2200

Référence : SOC-DP-2200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Configurations standard de l'Echographe numérique portable Mindray modèle DP-2200

- Unité principale DP-2200 .
- Moniteur non entrelacé de 10 pouces .
- Un connecteur de transducteur .
- Boucle ciné à 128 images .
- Stockage de 90 images .
- Un port USB .
- Logiciels de mesure et de calcul .
- Transducteur vectoriel convexe électronique : 35C50EA (2,5/3,5/5 MHz)

En option

- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L38EB (5/7,5/10 MHz) .
- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 75L60EA (5/7,5/10 MHz) .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Transducteur d'endocavité électronique : 65EC10EB (5/6,5/8 MHz) .
- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 65C15EA (5/6,5/8 MHz) .
- Transducteur vectoriel micro-convexe électronique : 35C20EA (2,5/3,5/6 MHz) .
- Deux connecteurs de transducteur .
- Supports guidés par aiguille .
- DICOM 3.0 .
- Interrupteur au pied .
- Chariot mobile .
- Sac portatif.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-portable/5452-systeme-d-imagerie-diagnostique-a-ultrasons-numerique-dp-2200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com