

FICHE PRODUIT



Echographe numérique Mindray, Modèle DC-6Vet

Référence : SOC-6Vet

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques extraordinaires:

- 2D, M, PW, HPRF, Color, Power et DirPower.
- Nombreux logiciels, dont un logiciel de reproduction spécialement conçu pour les chiens, chats, équidés, bovins et ovins.
- Transducteurs multifréquence à large bande de 2 MHz à 12 MHz.
- Transducteur vétérinaire micro-convexe haute fréquence spécifique 6C2 (5/6,5/8 MHz) pour utilisation chez les petits animaux.
- THI (Imagerie harmonique des tissus) pour le balayage techniquement difficile.
- FTO (Fine Tissue Optimization).
- iTouch™ : optimisation d'images intelligente à l'aide d'un seul bouton.
- iStation™ : la plate-forme de gestion intelligente des patients augmente significativement votre rentabilité.
- Solutions extraordinaires pour la gestion des informations : CD-RW, quatre ports USB et DICOM 3.0 en option.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

En option

- Transducteur haute fréquence micro-convexe : 6C2 (5/6,5/8 MHz).
- Transducteur vectoriel convexe : 3C5A (2,5/3,5/5/H4,6/H6 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire électronique : 7L4A (5/7,5/10 MHz).
- Transducteur d'endocavité micro-convexe : 6CV1 (5/6,5/8 MHz).
- Transducteur vectoriel micro-convexe : 3C1 (2,5/3,5/5/H4,6/H6 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire : 7L6 (5/7,5/10 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire : 7L5 (5/7,5/10 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire : 10L4 (5/10/12 MHz).
- Transducteur vectoriel : 2P2 (2/2,5/3/H3,5/H4 MHz).
- Transducteur vectoriel linéaire intrarectal : 6LE7 (5/6,5/8 MHz) .
- Transducteur vectoriel linéaire en T peropératoire : 7LT4 (5/7,5/10 MHz).
- Transducteur biplan intrarectal : 6LB7 (5/6,5/8 MHz).
- Supports guidés par aiguille.
- Interrupteur au pied étanche.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/5453-ecographe-numerique-dc-6vet.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com