

FICHE PRODUIT

Echographe numérique Mindray, Modèle DC-3Vet

Référence : SOC-3Vet

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

DC-3Vet

DC8_3Vet est un système compact avec flexibilité optimale, fournissant une excellente qualité d'image avec un flux de travail rentable pour convenir à un grand nombre d'applications dans différents environnements d'examen. Intégré avec des logiciels vétérinaires professionnels, et offrant une ergonomie exceptionnelle. Le DC-3Vet offre des solutions polyvalentes avec une facilité d'utilisation optimale pour le balayage vétérinaire par ultrasons. Conçu autour de l'architecture numérique de pointe. Le DC-3Vet intègre des modes d'imagerie complets, dont 2D, M, PW, HPRF, Power/DirPower, imagerie harmonique des tissus, imagerie en trapèze, affichage iScape™ (imagerie panoramique), et 3DTM intelligent (imagerie 3D mains libres), afin de répondre à l'exigence clinique de plus en plus pointue pour un diagnostic vétérinaire fiable.

Caracteristiques:

- Conception professionnelle pour l'utilisation vétérinaire .
- Transducteurs vétérinaires spécialement conçus .
- Logiciels de reproduction pour les chiens, chats, équidés, bovins et ovins.
- Gestion puissante des informations vétérinaires .
- Fonction de calcul et de mesure programmable par l'utilisateur Ergonomie exceptionnelle.
- Système compact avec une mobilité optimale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Moniteur LCD haute définition et bras omnidirectionnel.
- Panneau de commande articulé et réglable en hauteur.
- Disposition du clavier à domicile avec rétro-éclairage et éclairage des tâches.
- Transducteur portatif avec éclairage et câble souple.
- Flux de travail intelligent.

Touches programmables selon le contexte :Ajustement et mesure faciles des paramètres.

iTouch™ : Optimisation rapide des images pour les images 2D et PW.

Q-click™ : Clic sur les paramètres à l'écran pour les ajuster directemen.

Navigation synchrone : Fonctionnement mains libres.

Vignette : Révision facile pendant le balayage .

Rapport : Modifiable avec images intégrées.

Analyse: Hors-ligne, recherche partielle par mot clé, conversion et exportation faciles.

Stockage et transfert d'images : DVD-R/W, USB et DICOM 3.0 en option.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/5454-echographe-numerique-mindray-modele-dc-3vet.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com