

FICHE PRODUIT



Echographe numérique portable Mindray, Modèle DP-50Vet

Référence : SOC-DP-50Vet

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques:

NB/ VENDU EXCLUSIVEMENT HORS UE

Conception ergonomique exceptionnelle.

- Conception élégante, compacte et optimisée .
- Système léger pour une mobilité renforcée .
- Ecran LCD 15" grand angle et haute résolution, avec fonctionnalité d'inclinaison pour une meilleure visualisation .

Fiabilité des diagnostics garantie grâce à des technologies d'imagerie avancées

- Optimisation automatique iTouch™ :

Fonction d'optimisation de l'image via une touche unique, très pratique et efficace, qui optimise rapidement l'uniformité et la plage dynamique.

- Suppression du bruit de rétrodiffusion iClear™ :

Technologie intelligente ajustant la taille de l'image afin de détecter les différentes tailles de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

structures, d'où une amélioration de la précision.

- Imagerie harmonique avec décalage de phase :

Technologie améliorant la résolution du contraste et la qualité d'image en séparant la fréquence basale et le contenu harmonique.

- Renforcement intelligent de l'efficacité du flux de travail Enregistrement rapide :

Fonctionnalité permettant de transférer des images vers un disque local ou directement sur une clé USB au moyen d'une seule touche.

- Génération de rapports embarquée :

Disponibilité de modèles standard adaptés à diverses applications.

- Compatibilité DICOM 3.0 :

Rapport structuré.

Liste de travail.

Impression DICOM Stockage.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/5456-echographe-numerique-portable-mindray-modele-dp-50vet.html>






SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com