

FICHE PRODUIT

Compteur de globules (automate d'hématologie), Modèle BC-5800

Référence : SOC-BC-5800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

L'automate d'hématologie BC-5800 est un concentré de valeur ajoutée pour les laboratoires de taille moyenne. Conçu pour répondre à la demande croissante de résultats d'analyse de haute qualité et de diagnostics exacts, le BC-5800 offre une méthode fiable de coloration chimique, des rapports de formule leucocytaire complets en 5 parties et la possibilité de personnaliser les règles de réexamen. Avec sa cadence élevée de 90 tests à l'heure et son fonctionnement tactile, le BC-5800 est la station de travail tout-en-un qui va vous permettre de rationaliser les tâches de routine dans votre laboratoire d'hématologie.

Formule leucocytaire obtenue par diffraction laser pour une précision sans équivalent

- . Technologie de laser à semi-conducteur pour une différenciation des globules blancs suivant la taille et la granulosité
- . Algorithme de regroupement breveté pour une séparation très précise des populations
- . Informations d'identification intuitives facilitant l'identification des échantillons pathologiques

Cadence élevée et automatisation accrue

- . Passeur automatique d'une capacité de 50 tubes pour un chargement continu
- . Prise en charge des échantillons de sang total et capillaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- . Cadence de 90 tests à l'heure
- . Test STAT en mode tube ouvert

Commande par écran tactile

- . Grand écran couleur tactile pour accéder aux fonctions de routine
- . Logiciel de gestion des données standard pour une gestion améliorée des données
- . Connexion bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Puissance de diagnostic accrue

- . Règles de réexamen permettant d'extraire les échantillons pathologiques pour plus ample vérification
- . Prise en charge de l'entrée des résultats au microscope sur le rapport final

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/5464-compteur-de-globules-automate-d-hematologie-modele-bc-5800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com