

FICHE PRODUIT

Compteur de globules (automate d'hématologie) modèle BC-5300

Référence : SOC-BC-5300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le nouvel automate d'hématologie BC-5300 est un système compact combinant les toutes dernières technologies pour fournir des résultats hématologiques fiables en cinq parties à partir de seulement 20 µl de sang. Le logiciel tournant sous Windows qui permet de le piloter fournit de nombreuses fonctionnalités avancées pour accroître le rendement du laboratoire. Le BC-5300 est équipé d'un système de réglage automatique du nettoyage pour une maintenance réduite au minimum et une utilisation quotidienne la plus simple possible.

Formule leucocytaire obtenue par diffraction laser pour une précision sans équivalent

- . Technologie de laser à semi-conducteur pour une différenciation des globules blancs suivant la taille et la granulosité
- . Algorithme de regroupement breveté pour une séparation très précise des populations
- . Informations d'identification intuitives facilitant l'identification des échantillons pathologiques

Seulement 1 minute et 20 µl de sang pour un rapport en 5 parties

- . Prise en charge des échantillons de sang total et capillaire en mode tube ouvert
- . 20 µl de sang pour une numération sanguine avec formule leucocytaire et 15 µl pour une numération

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

sanguine

- . Cadence de 60 échantillons à l'heure
- . Consommation réduite de réactifs

Logiciel convivial pour une utilisation et une maintenance simplifiées

- . Possibilité de personnaliser la plage de référence, le style des rapports et le planning d'auto-nettoyage
- . Suivi du contrôle qualité au quotidien
- . Connexion bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/5466-compteur-de-globules-automate-d-hematologie-modele-bc-5300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com