

FICHE PRODUIT



Contrôles et calibrants d'hématologie

Référence : SOC-CAH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Contrôle d'hématologie BC-3D.

- Contrôles à trois niveaux spécialement conçus pour les modèles d'analyseur BC-1800, BC-2300, BC-2100, BC-2600, BC-2800, BC-3000Plus, BC-3200 et BC-2800Vet.
- Formule leucocytaire 3 populations.
- Stabilité des tubes scellés de 105 jours ; 3 mois CQ.
- Stabilité des tubes après ouverture de 14 jours.
- Conditionnement en tubes avec bouchon à vis perçable de 3 ml.

Contrôle d'hématologie BC-5D.

- Contrôles à trois niveaux spécialement conçus pour les analyseurs BC-5100, BC-5300, BC-5180, BC-5380, BC-5200, BC-5500 et BC-5300Vet.
- Formule leucocytaire 5 populations.
- Stabilité des tubes scellés de 70 jours ; 2 mois CQ.
- Stabilité des tubes après ouverture de 14 jours.
- Conditionnement en tubes avec bouchon à vis perçable de 3 ml Calibrant d'hématologie SC-CAL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Plus.

- Calibrants conçus pour une utilisation sur tous les analyseurs de la gamme BC.
- Valeurs d'analyse pour globules blancs, globules rouges, PLT, hémoglobine et VGM.
- Stabilité des tubes scellés de 45 jours.
- Stabilité des tubes après ouverture de 7 jours .
- Conditionnement en tubes avec bouchon à vis perçable de 3 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5468-contrôles-et-calibrants-d-hematologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com