

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-02

Référence : SOC-BS-800M-02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-02

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-02** est à accès aléatoire, modulaire et est prévu pour être posé au sol. Avec cet automate de biochimie l'on peut réaliser jusqu'à **1600 tests à l'heure** avec le module distributeur d'échantillons et jusqu'à **2 400 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**. Il est équipé d'un module distributeur d'échantillons et d'un système de portoir avant. L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-02** est un analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, modulaire, à poser au sol.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-02:

1. Cadence constante de **1600 tests à l'heure**, jusqu'à **2 400 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**
2. Module distributeur d'échantillons et système de portoir avant
3. Extensible grâce à plusieurs modules
4. Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
5. Volume de réaction de 100 µl minimum

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

6. Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes
7. Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
8. Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
9. Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5469-automate-de-biochimie-modele-bs-800m02.html>






Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com