

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-01

Référence : SOC-BS-800M-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-01

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-01** est discret, à accès aléatoire et modulaire. Il est à poser au sol et offre une cadence constante de **800 tests à l'heure** avec module distributeur d'échantillons et jusqu'à **1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**. Le spectrophotomètre a un module distributeur d'échantillons et un système de portoir avant.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800M-01:

1. Cadence constante de **800 tests à l'heure**, jusqu'à **1200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**
2. Module distributeur d'échantillons et système de portoir avant
3. Extensible grâce à plusieurs modules
4. Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
5. Volume de réaction de 100 µl minimum
6. Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
8. Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
9. Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5470-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs-800m.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com