

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800

Référence : SOC-BS-800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800** est automatique, indispensable pour des **laboratoires** de taille moyenne ou grande (automate à utiliser comme instrument principal). Il a une cadence constante de **800 tests à l'heure** et jusqu'à **1200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**. Son plateau de réactifs et plateau d'échantillons est équipé d'un système de réfrigération de 24 heures. Il est discret, à accès aléatoire et est fait pour être posé au sol.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-800:

1. Cadence constante de 800 tests à l'heure, jusqu'à 1 200 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
2. Plateau de réactifs et plateau d'échantillons avec système de réfrigération 24 heures
3. Cuvettes permanentes avec station d'auto-lavage en 8 étapes
4. Deux bras à mélange à trois têtes
5. Volume de réaction de 100 µl minimum .
6. Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Détection des bulles pour sondes d'échantillon et de réactif
8. Peut être utilisé jusqu'à 4 000 m d'altitude (pompe à air externe en option)
9. Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Utilisateurs type :

1. Laboratoires de taille moyenne
2. Laboratoires de grande taille (utilisé comme instrument principal)

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5471-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs-800.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com