

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-400

Référence : SOC-BS-400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-400

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-400** est un analyseur de biochimie clinique discret, à accès aléatoire, devant être posé au sol. Il est automatique et peut réaliser jusqu'à **400 tests à l'heure** et jusqu'à **640 tests à l'heure avec ISE 4 ions (K, Na, Cl, Li)**. Son plateau de réactifs est doté d'un système de réfrigération pendant 24 heures.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-400:

1. Cadence constante de **400 tests à l'heure**, jusqu'à **640 tests à l'heure avec ISE 4 ions (K, Na, Cl, Li)**.
2. Plateau de réactifs avec système de réfrigération 24 heures.
3. Cuvettes réutilisables avec station d'auto-lavage.
4. Deux agitateurs-mélangeurs indépendants.
5. Détection des caillots et protection contre l'écrasement (verticale et horizontale).
6. Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes.
7. Lecteur de codes à barres de série.
8. Prédilution et postdilution des échantillons.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

9. Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.

Utilisateurs type:

1. laboratoires de taille moyenne (utilisé comme instrument principal).
2. gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5472-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs-400.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com