

FICHE PRODUIT

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-380

Référence : SOC-BC-380

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-380

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-380** est un **analyseur automatique** de **biochimie** robuste et fiable destiné aux **laboratoires** de taille moyenne (utilisé comme instrument principal) ; gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire). L'automate de biochimie a une cadence constante de **300 tests à l'heure** et jusqu'à **450 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)**. Il est équipé d'un plateau de **réactifs** avec système de réfrigération de 24 heures. Il est discret, à accès aléatoire, à poser au sol.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre), Modèle BS-380:

1. Cadence constante de 300 tests à l'heure, jusqu'à 450 tests à l'heure avec ISE 3 ions (K, Na, Cl)
2. Plateau de réactifs avec système de réfrigération 24 heures
3. Cuvettes réutilisables avec station d'auto-lavage
4. Agitateur-mélangeur indépendant (deux-en-un)
5. Nettoyage automatique du bec de prélèvement
6. Détection du niveau de liquide et protection contre l'écrasement (verticale et horizontale)
7. Système de réseau de diffraction inverse à 12 longueurs d'ondes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

8. Lecteur de codes à barres de série
9. Prédilution et postdilution des échantillons
10. Interface bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire

Utilisateurs type :

1. Laboratoires de taille moyenne (utilisé comme instrument principal)
2. Gros laboratoires (utilisé comme instrument secondaire)

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5473-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs-380.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com