

FICHE PRODUIT

mindray



Automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS-200E

Référence : SOC-BS-200E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS-200E

L'**Automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS-200E** est un analyseur automatique de biochimie clinique discret, à accès aléatoire. Il est à poser au sol et offre une cadence constante de **200 tests à l'heure**.

Caractéristiques de l'Automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle BS-200E:

1. Cadence constante de **200 tests à l'heure**, jusqu'à **330 tests à l'heure avec ISE**.
2. Système d'auto-lavage avec eau et détergents préchauffés.
3. Système de réseau de diffraction optique.
4. Volume de réaction de 150 µl minimum.
5. Bras à mélange indépendant.
6. Cuvettes de réaction réutilisables.
7. Connexion bidirectionnelle avec le système hôte d'information du laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-de-biochimie/5474-automate-de-biochimie-spectrophotometre-modele-bs-200e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com