

FICHE PRODUIT



Compteur de globules bc2800vet (automates d'hématologie) modèle BC-2800Vet

Référence : SOC-BC-2800Vet

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le BC-2800Vet est un analyseur d'hématologie compact, entièrement automatique qui prend en charge 19 paramètres de formule sanguine ainsi que la technologie de microprélèvement. Son interface conviviale contribue à la mise en place d'un flux de travail simple et efficace. Pré-programmé pour 13 animaux + 3 animaux supplémentaires personnalisables afin de satisfaire les exigences de la majorité des cliniques vétérinaires.

- 13 paramètres d'animaux prédéterminés (chat, chien, cheval, souris, rat, lapin, porc, vache, buffle, singe, chameau, mouton et chèvre) plus 3 paramètres programmables à la demande
- Formule leucocytaire 3 populations, 19 paramètres + 3 histogrammes couvrant les chiens, chats, souris, rats, lapins, singes et chevaux
- Kits de réactifs conditionnés suivant un certain nombre de jours d'utilisation
- Cadence : 25 échantillons à l'heure
- Volume des prélèvements : 13 µl (sang total)
- Capacité de stockage de 10 000 résultats d'échantillons, histogrammes compris
- Grand écran LCD couleur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/5481-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-2800vet.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com