

FICHE PRODUIT



Compteur de globules (automates d'hématologie) modèle BC-5300Vet

Référence : SOC-BC-5300Vet

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Automate d'hématologie

Le nouveau BC-5300Vet est une solution de pointe pour laboratoires et écoles vétérinaires requérant une formule leucocytaire en 5 populations. Avec ses technologies de diffraction laser avancée et de microprélèvement et en temps de cycle d'une minute "à bord", le BC-5300Vet instaure une nouvelle référence en matière de qualité des tests et de rentabilité. En outre, son design compact, son kit de réactifs économique, son logiciel convivial, sa gestion puissante des informations et sa facilité d'utilisation vous procurent une solution idéale pour un travail au quotidien.

- Formule leucocytaire obtenue par diffraction laser pour une précision sans équivalent.
- Technologie de laser à semi-conducteur pour la différenciation des globules blancs.
- Système de différenciation selon la taille et la granularité des cellules.
- 23 paramètres complets pour les échantillons canins, félins et équins.
- Informations d'identification intuitives pour faciliter la détermination des échantillons pathologiques.
- Seulement 20 µl de sang et une minute sont nécessaires pour obtenir un rapport de test.
- 20 µl de sang pour une numération sanguine avec formule leucocytaire et 15 µl pour une numération sanguine.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- . Prise en charge des modes sang total et prédilué.
- . Cadence de 60 échantillons à l'heure.
- . Kit de réactifs V-53 pour une utilisation rentable et un remplacement aisé.
- . Kit de réactifs compact pour 27 jours d'utilisation (3 échantillons par jour).
- . Coûts d'exploitation réduits et maintenance quotidienne nulle.
- . Détection du volume de réactif et alerte pour remplacement.
- . Logiciel PC et connexion réseau.
- . Fonctionnement en 3 étapes.
- . Possibilité de personnaliser les informations sur le patient, la plage de référence, le style des rapports et le planning de maintenance automatique.
- . Capacité de stockage de 40 000 résultats.
- . Interface bidirectionnelle avec le système d'informations du laboratoire et d'autres analyseurs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/5482-compteur-de-globules-automates-d-hematologie-modele-bc-5300vet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com