

FICHE PRODUIT

Autoclave de table Tinhero 12 Litres, classe B, avec mini- imprimante

Référence : SOC-TINHERO12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

L'autoclave de classe B permet à tous les praticiens de garantir à leurs patients des interventions en toute sécurité.

Spécifications techniques:

- Alimentation: 220V / 50Hz
- Consommation: 1400W
- Dimensions de la chambre: 20 x 37 cm
- Capacité: 12 Litres
- Dimensions hors tout: 64 x 50 x 43 cm
- Poids: 48 kg La chambre de stérilisation de l'autoclave de table classe B est horizontale avec une capacité de 12 litres.

Caractéristiques de l'Autoclave de table Tinhero 12 Litres, classe B :

- Cet autoclave classe B permet au praticien d'être informé en temps réel de la qualité du déroulement des cycles de stérilisation .
- Un afficheur graphique permet de faciliter le choix du programme de l'autoclave classe B
- Il permet de faire le choix entre :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 7 cycles de stérilisation (121 et 134 degrés) Solides, emballés, Textiles, Prion.
 - 3 programmes tests : «Test Helix » , qui teste le fonctionnement de votre autoclave classe B et la capacité à stériliser de l'autoclave classe B , «Test Vacuum » qui Contrôle la capacité de l'autoclave classe B à stériliser les corps creux , et Identifie la qualité du vide. Et le « Test BOWIE DICK»
- Cet autoclave classe B permet d'imprimer les cycles de stérilisation de l'autoclave grâce l'imprimante livrée avec.
 - Il permet d'assurer une sécurité optimale pour l'utilisateur (système de protection de pression grâce à des capteurs MOTOROLA, système de contrôle de la température de l'autoclave à l'aide de capteurs de température PT 1000 japonais)
 - Conformité Classification selon la norme européenne EN13060
 - Conformité CE, ISO 9001.
 - Une mini imprimante est intégrée pour enregistrer le processus de stérilisation
 - Stérilisation et séchage à vide
 - Humidité résiduelle < 2
 - Pression négative < 0.70 bar
 - Test BOWIE DICK intégré dans l'appareil.

Autoclave CLASSE B

La stérilisation totale proposée par les autoclaves de classe B permet à tous les praticiens, tatoueurs, podologues en passant par les dentistes etc..., de garantir à leurs patients des interventions en toute sécurité.

Pour assurer une stérilisation optimale quelle que soit la charge, tous les cycles de l'autoclave Thinero sont de type (classe) B. La conception, la certification et la validation sont conformes à la réglementation en vigueur:

EN 13060

EN ISO 13485

Directive 93/42/CEE

Une interface utilisateur simple

L'écran digital affiche les informations nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de l'appareil. Au cours du cycle, il affiche les valeurs physiques mesurées et toutes les données sur le déroulement de chacune des phases du cycle. Les touches sensibles ajoutent un confort

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'utilisation.

Pratique

Le nouveau rack de chargement permet de régler la hauteur de chaque étagère de façon à pouvoir stériliser des plateaux, des cassettes ou les deux ensembles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5483-autoclave-de-table-tinhero-12-l-classe-b-avec-mini-imprimante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com