

FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Moniteur foetal) F6 Gemellaire

Référence : SOC-F6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Cardiotocographe (Monitoring foetal) Gémellaire F6

- Imprimante thermique incorporée de haute résolution ,papier thermosensible universel de 150/152 mm.
- Capteur multi-cristaux de haute sensibilité et d'étanchéité.
- Technologie SOV (Signais Overlap Verification): éviter des signaux croisés pendant la surveillance des jumeaux.
- Mémoire interne pendant 24 heures.
- Détection automatique du mouvement foetal.
- Batterie Lithium rechargeable incorporée.
- Logiciel Insight pour la connection sur l'ordinateur.
- Possibilité de connection sur le système de surveillance centralisée.

Caractéristiques Physiques du Cardiotocographe (Monitoring foetal) Gémellaire F6

- Dimensions : 347mm x 330mm x 126mm.
- Poids: environ 6 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques du Cardiotocographe (Monitoring fœtal) Gémellaire F6

- Ecran :10.2 pouces LCD couleur inclinable (ÉCRAN MANUEL) 35 heures d'historique des tracés enregistrés avec possibilité d'impression.
- Résolution:800x480 mm.
- Enregistrement: Vitesse 1, 2 ou 3 cm/min temps réel.
- Avancement rapide 25mm/sec (données stockées).
- Papier :150x1152 mm, thermosensible.

Ultrason

- Technique : Ultrason doppler pulsé avec auto corrélation
- Fréquence répétition : 2 KHz
- Fréquence ultrason: 1.0MHz±10%
- Gamme RCF : 50bpm- 240bpm Résolution: 1bpm
- Précision : ±2 bpm

DECG

- Technique : technique de détection bit to bit
- Gamme : 30bpm - 240bpm (standard américain)
- 50bpm- 210bpm (standard international)
- Résolution : 1 bpm
- Précision: ±1bpm
- Impédance sortie: > 10M (Différentiel) Impédance sortie: > 20M (Mode Commun)

TOCO

- Gamme TOCO: 0-100 Relative(%) Résolution: 1%
- Mode zéro : Automatique et manuel Non-linéaire : 10%

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PIU

- Gamme Pression : 0 - 100 mmHg Résolution : 1%
- Mode zéro : Automatic et manuel Non Linéaire : ± 1 mmHg
- Mouvement Foetal Automatique (MFA)
- Technique : ultrason doppler pulsé Gamme: 0-100 (%)
- Résolution : 1%

Marquage

- Marquage manuel du mouvement fœtal

Batterie

- Batterie Lithium rechargeable 14.8 V Autonomie : 2-4 hours

Interface du signal

- Interface réseau DB9 , interface RJ45

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocardiographes/5485-cardiotocographe-monitoring-foetal-f6-gemellaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com