

FICHE PRODUIT



Chariot anesthésie, Modèle YC03J

Référence : SOC-TIA-YC03J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot anesthésie, Modèle YC03J

- Les boîtes transparentes situées sur la partie supérieure du chariot peuvent être utilisées pour mettre les médicaments et les appareils médicaux de petites tailles.
- Le dessus de table peut être employé pour écrire ou simplement pour déposer quelque chose.
- Les tiroirs situés sur la partie plus inférieure conviennent pour placer différents genres de produits.
- Un écran d'ordinateur peut être placé du côté droit du chariot, et l'unité centrale peut être posée dans la partie inférieure.
- L'un des tiroirs au milieu du chariot peut être utilisé pour poser le clavier de l'ordinateur ou pour écrire.
- Un bac à ordures et une corbeille à papiers sont fixés de chaque côté.
- Matières : Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid. Le surface de travail est en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir : 580 mm x 385 mm x 80 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir (droit) : 288 mm x 385 mm x 100 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir (Droit) : 288 mm x 385 mm x 100 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions du 4ème tiroir (Gauche) : 288 mm x 385 mm x 200 mm.
- Dimensions du 5ème tiroir : 580 mm x 385 mm x 100 mm.
- Dimensions du 6ème tiroir : 585 mm x 385 mm x 200 mm.
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid. *
- Profondeur x largeur x Hauteur (taille sur la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 435 mm x (l) 450 mm x (H) 880 mm.
- Dimensions globales: 1 035 mm x 450 mm x 1 415 mm.
- Dimensions d'expédition: 1 135 mm x 550 mm x 1 585 mm.
- Poids d'expédition: 92 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/55-chariot-d-anesthesie-modele-yc03j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com