

**FICHE PRODUIT**



## Autoclave de paillasse classe B, 23 Litres, Modèle TANZO C23

Référence : SOC-TANZO-C23

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

## Description du produit

### AUTOCLAVE DE PAILLASSE CLASSE B MODELE TANZO C23

L'autoclave de paillasse classe B Modèle TANZO C23 que vous propose **SOCIMED** est un excellent **stérilisateur** indispensable à la **stérilisation** de divers **instruments** emballés ou non, **creux**, ou solide de type A, des **instruments avec multi-ouvertures** ou des **tuyaux**.

### Paramètres

- Modèle **TANZO C23**
- Tension **220V**
- Puissance **1700W**
- Dimensions de la chambre **Φ 245×450 mm**
- Dimensions extérieure **435×716×392 mm**
- Dimensions du colis **500×743×437 mm**
- Poids Net **53kg**

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

---

**Avantages:**

- 1 . L'**autoclave de table classe B Modèle TANZO C23** répond à la norme EN 13060. L'ouverture du réservoir d'eau par le dessus rend le lavage et le nettoyage de l'**autoclave** beaucoup plus pratique.
2. Cet **autoclave de table** est de **classe B** avec 3-fois le **pré-vide** qui précède la **stérilisation** et le **séchage sous vide**. La température résiduelle des instruments **stérilisés** est inférieure à 0,2% . Les données de l'aspiration peuvent atteindre - 0,8bar, elles conviennent pour les divers **instruments**, y compris les **tuyaux** emballés, non emballés, pleins, creux, à ouvertures multiples et à encoches. L'**autoclave de paillasse** veille à ce que l'instrument soit complètement stérilisé.
- 3 . L'**autoclave classe B modèle TANZO C23** stérilise divers **instruments** emballés ou non, creux, ou solide de type A, des instruments avec multi-ouvertures ou des tuyaux.
- 4 . Il répand efficacement **la vapeur d'eau saturée** dans chaque zone de tous les **instruments creux**, comme les pièces à main, afin de garantir une stérilisation efficace.
- 5 . Il est entièrement contrôlé par microprocesseur et doté d'un écran numérique lumineux.
- 6 . L'interface est conçue en panneau modulaire pour une utilisation facile.
- 7 . Des programmes Test de Bowie & Dick, Test du vide, Test Hélix sont installés dans cet **autoclave classe B**.
- 8 . Générateur de vapeur puissant et autonome, plateaux de stérilisation de grande capacité.
9. Système flou contrôlé par microprocesseur et affichage numérique lumineux. L'interface est un panneau modulable qui facilite l'opération.
10. Le test de BOWIE & DICK est installé dans l'autoclave de paillasse. Il mesure la pénétration de la vapeur d'eau
11. Autocommentaire du cycle de stérilisation
12. Générateur de vapeur indépendant et rapide
13. Plateau à instruments de grande capacité en acier inox. SU304
14. Serrure de sécurité et triple protection contre la surchauffe
15. Dispositif de nettoyage intégré
16. Fonction spéciale pour les médicaments en coton et **stérilisation des articles en caoutchouc**
17. Aspect attrayant et bonne qualité.
18. Panneau de commande à 4 boutons, si pratique.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- 
19. **Une mini-imprimante** peut y être connectée pour la sauvegarde des informations du stérilisateur
20. Message d'avertissement, l'erreur est facile à analyser.

### Spécificités techniques:

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Classe de stérilisation            | Classe B                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de stérilisation       | 121°C, 134°C                                                                                                                                                                |
| Programme spécial                  | HIV, Programme de longue stérilisation HBV                                                                                                                                  |
| Système de séchage                 | Système de séchage sous vide                                                                                                                                                |
| Affichage                          | Affichage à tube LED de haute luminosité                                                                                                                                    |
| Système de test                    | Test de Bowie & Dick<br>Test sous vide<br>Test de Helix                                                                                                                     |
| Contrôle de précision              | Température : 1°C<br>Pression : 0,1bar                                                                                                                                      |
| Données de stérilisation           | Petite imprimante en option                                                                                                                                                 |
| Système de sécurité                | Soupape de décharge<br>Porte à fermeture manuelle<br>Système de verrouillage à pression<br>Protection contre la surcharge de pression ou de température<br>Système d'alarme |
| Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau intégré, facile à nettoyer<br>Cubage : 3.5 ou 4L                                                                                                            |
| Porte-plateau                      | Porte-plateau à 5 rangées et 3 plateaux                                                                                                                                     |
| Chambre                            | Acier inoxydable médical 304<br>Pression max. de travail: 2,3bar<br>Pression min. de travail: -0,9bar<br>Température max.: 145°C                                            |
| Température d'opération            | 5 ~ 40°C                                                                                                                                                                    |
| Bruit                              | < 50db                                                                                                                                                                      |
| Consommation d'eau par cycle       | 0,16L ~ 0,18L                                                                                                                                                               |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5503-autoclave-de-paillasse-classe-b-23-litres-modele-tanzo-c-23.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 2         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com