

FICHE PRODUIT

Imprimante numérique couleur A4, modèle CP3020E

Référence : MIT-CP3020E

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Imprimante vidéo thermique 16,7 millions de couleurs. * 256 niveaux de gris. * Résolution 314 dpi. Format d'impression * A4: 245 x 203mm * letter: 305 x 203mm. * Vitesse d'impression: 77 secondes en standard et 90 secondes en letter. * * Signal d'entrée: USB 1.1. * Kit impression papier CK3020L4P ou CK3020LL4P. * Dimensions: 402(L) x 231(H) x 378(P)mm. * Poids: 14kg. * Consommation: 240V/ 50Hz/ 1,35A.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/imprimante-mitsubishi/5504-imprimante-numerique-couleur-a4-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com