

FICHE PRODUIT

Papier thermique couleur, format A4, Modèle CK100S

Référence : MIT-CK100S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier thermique couleur, format A4, Modèle CK100S

- Papier standard
- Impression couleur
- Impression en mode CP100
- Boîte de 100 feuilles (11x11)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-mitsubishi/5505-papier-thermique-couleur-format-a4-modele-ck100s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com