

FICHE PRODUIT

Chronomètre - minuteur pour chambre noire

Référence : SOC-250020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques Techniques

- Dimensions: 20(L) x 10(H) x 15(P) cm
- Volume: 0,003 cm³
- Poids: 0,51 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/minuterie-chronometre/5506-chronometre-pour-chambre-noire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com