

FICHE PRODUIT



Blouse de protection, 100 x 60 corde, 0,50 mm

Référence : SOC-415010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- La protection se fait devant sur toute la longueur du devant.
- La protection de la moitié du dos est faite de 0,25 mm de Plomb.
- La fermeture se fait de manière standard par nœuds de corde.
- Fermeture Velcro disponible.
- Elle est disponible dans les tons standards de couleur ciel et existe dans d'autres couleurs sur commande.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm.

Volume: 0,0115 cm³.

Poids: 4,4 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes-demi/5511-blouse-de-protection-100-x-60-corde-0-50mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com