

FICHE PRODUIT



Blouse de protection, 90 x 60, corde 0,35 mm

Référence : SOC-413009

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- La protection se fait devant sur toute la longueur du devant
- La protection de la moitié du dos est faite de 0,25mm de Plomb
- La fermeture se fait de manière standard par nœuds de corde.
- Fermeture Velcro disponible
- Elle est disponible dans les tons standards de couleur ciel et existe dans d'autres couleurs sur commande.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm

Volume: 0,0115 cm³

Poids: 3,5 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes-demi/5522-blouse-de-protection-90-x-60-corde-0-35-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com