

FICHE PRODUIT



Gilet et jupe de protection 110 x 65 cm

Référence : SOC-425113

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- C'est un vêtement de protection double face, composé d'un gilet et d'une jupe séparée.
- Confortable à porter.
- Il offre une sécurité supplémentaire grâce à sa fermeture scratch.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm.

Volume: 0,0115 cm³.

Poids: 7,5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/vestes-et-jupes-plombes/5528-gilet-et-jupe-de-protection-110-x-65-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com