

FICHE PRODUIT

Bandelettes réactives ROCHE - 7 tests

Référence : ROC-COMBUR7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bandelettes réactives ROCHE - 7 tests (Test qualitatif et Test semi-quantitatif).

Pour la détermination de 7 paramètres chimiques urinaires : leucocytes, nitrites, pH, protéines (albumine), glucose, cétones, sang.

Diagnostic d'orientation clinique.

Conditionnement minimum de vente: 100 bandelettes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/553-bandelettes-reactives-roche-7-tests.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com