

FICHE PRODUIT



Loupe grossissante

Référence : SOC-645000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Loupe de main avec un diamètre de 100 mm
- Avec un résultat d'agrandissement doublé.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 25(L) x 2(H) x 13(P) cm
- Volume: 0,0007 cm³
- Poids: 0,166 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/loupe/5535-loupe-grossissante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com