

FICHE PRODUIT



Lot de 2 boucliers de gonades solides

Référence : SOC-466020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Ensemble constitué de 2 tailles :M / XL
- Fait à partir de métal blanc laqué.
- Ils offrent une protection optimale en contenant la totalité du scrotum.
- Equivalent en mine de plomb 1,0 mm

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 22(L) x 11(H) x 13(P) cm

Volume: 0,0031 cm³

Poids: 0,8 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/5536-lot-de-2-boucliers-de-gonades-solides.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com