

FICHE PRODUIT



Lot de 2 boucliers flexibles de gonades

Référence : SOC-465020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Ensemble constitué de 2 tailles : S / L
- Il offre une protection optimale des parties génitales masculines en contenant entièrement le pénis et le scrotum
- Permet une auto-application du patient.
- Il est constitué de multiples feuilles en caoutchouc recouvert de textile pour un nettoyage aisé.
- Equivalent en mine de plomb 1,0 mm

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 38(L) x 2(H) x 38(P) cm

Volume: ,0029 cm³

Poids: 0,6 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/5537-lot-de-2-boucliers-flexibles-de-gonades.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com