


FICHE PRODUIT



Lot de 4 boucliers de gonades solides

Référence : SOC-466040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Ensemble constitué de 4 tailles : S / M / L / XL
- Fait à partir de métal blanc laqué.
- Ils offrent une protection optimale en contenant la totalité du scrotum.
- Equivalent en mine de plomb: 1,0 mm

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 37(L) x 11(H) x 13(P)cm

Volume: 0,0053 cm³

Poids: 1,25 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/5539-lot-de-4-boucliers-de-gonades-solides.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com