

FICHE PRODUIT

Lot de 4 demi-tabliers

Référence : SOC-490600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Un ensemble de 4 demi-tabliers
- Ils sont faits en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Accompagner de son matériel d'installation très facile.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 27(L) x 6(H) x 17(P) cm

Volume: 0,0028 cm³

Poids: 1 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/5540-lot-de-4-demi-tabliers.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com