

FICHE PRODUIT



Lot de 4 demi-tabliers de protection

Référence : SOC-460540

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

Ensemble de 4 tabliers de tailles différentes : 30 × 30 / 37 × 45 / 40 × 50 cm.

Pour chacun des tabliers :

- Il offre une protection optimale du bas du corps lors d'un examen de l'abdomen.
- Il est fait à partir de multiple en caoutchouc et a une bride au niveau de la hanche pour faciliter le positionnement du patient.
- Equivalent en mine de plomb 0,5 mm.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 64(L) x 6(H) x 30(P) cm

Volume: 0,0115 cm³

Poids: 4,6 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/5541-lot-de-4-demi-tabliers-de-protection.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com