

FICHE PRODUIT



cache thyroïde plombé

Référence : SOC-470100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description du cache thyroïde plombé:

- Le col du cache thyroïde est réglable grâce à la fermeture de Velcro.
- Il assure une protection optimale de la zone du cou et du sternum une fois mis avec une blouse.
- Il est fait à partir de feuilles de caoutchouc avec une tunique de 5 cm et un diamètre de 9 cm.
- Équivalent en mine de Plomb: 0,5 mm

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 43(L) x 2(H) x 23(P)cm

Volume: 0,002 cm³

Poids: 0,56 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-la-tete-et-du-cou/5545-protege-cou.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com