

FICHE PRODUIT



Lot de 3 boucliers ovariens

Référence : SOC-462030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

Ensemble de 3 tailles: S / M / L

- Il offre une protection entière et optimale des ovaires entières afin d'isoler la zone à examiner.
- Il est fait à partir de tissu de plomb protégé dans un revêtement en PVC pour un nettoyage facile

Equivalence en mine de plomb: 1,0 mm

Caractéristiques Techniques:

Volume: 00005 cm3

Poids: 0,31 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-ovaires/5546-lot-de-3-boucliers-ovariens.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com