

FICHE PRODUIT



Lot de crochets supplémentaires pour gilet et jupe

Référence : SOC-499200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Crochets de fixation pour jupe et gilet de radioprotection.

Caractéristiques:

Dimensions: 5(L) x 2(H) x 5(P) cm

Volume: 0,0001 cm³

Poids: 0,05 kg

Conditionnement: lot de 3 paires (soit 6 crochets)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-pour-tabliers-plombes/5560-lot-de-crochets-supplementaires-pour-gilet-et-jupe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com