

FICHE PRODUIT



Support mobile pour 6 tabliers plombés

Référence : SOC-491050

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Support mobile pour 6 tabliers plombés

Description:

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est mobile et est déplaçable grâce à des roulettes.
- Il se constitue de 2 freins.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 160(L) x 36(H) x 66(P)cm

Volume: 0,3802 cm³

Poids: 65 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-pour-tabliers-plombes/5562-support-mobile-avec-5-tabliers.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com