

FICHE PRODUIT



Support mural avec 1 blouse dentaire

Référence : SOC-490500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est accompagné de son matériel d'installation très facile.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 40(L) x 10(H) x 15(P)cm

Volume: 0,006 cm³

Poids: 1 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-pour-tabliers-plombes/5563-support-mural-avec-1-blouse-dentaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com