

FICHE PRODUIT



Support mural avec 1 paire de gants

Référence : SOC-490001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est accompagné de son matériel d'installation très facile.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 48(L) x 12(H) x 37(P)cm

Volume: 0,0213 cm³

Poids: 3 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/suports-pour-tabliers-plombes/5565-support-mural-avec-1-paire-de-gants.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com