


**FICHE PRODUIT**



## Support mural avec 2 paires de gants

Référence : SOC-490002

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Description:**

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est accompagné de son matériel d'installation très facile.

**Caractéristiques Techniques:**

**Dimensions:** 48(L) x 12(H) x 37(P)cm

**Volume:** 0,0213 cm<sup>3</sup>

**Poids:** 4 kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/suports-pour-tabliers-plombes/5568-support-mural-avec-2-paires-de-gants.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com