

FICHE PRODUIT

Bandelettes réactives ROCHE - 3 tests

Référence : ROC-COMBUR3E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bandelettes réactives ROCHE - 3 tests (Test semi-quantitatif).

Pour la détermination de 3 paramètres chimiques urinaires: protéines (albumine), glucose, sang.

Diagnostic d'orientation clinique.

Conditionnement minimum de vente: 50 bandelettes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/557-bandelettes-reactives-roche-3-tests.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com