

**FICHE PRODUIT**



## Support mural avec une blouse

Référence : SOC-490010

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Description:

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est accompagné de son matériel d'installation très facile.

### Caractéristiques Techniques:

**Dimensions:** 86(L) x 10(H) x 23(P) cm

**Volume:** 0,0198 cm<sup>3</sup>

**Poids:** 3,95 kg

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/supports-pour-tabliers-plombes/5572-support-mural-avec-une-blouse.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)