

FICHE PRODUIT

Gants de radioprotection Plombé pour Angiographie

Référence : SOC-485000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants de radioprotection de couleur **Noire**.

Ces gants de radioprotection plombés sont recouverts de simili-cuir souple et flexible.

Caractéristiques Techniques:

- Equivalent Plomb: 0,50 mm Pb (+/- 0.05)
- Vendu par paire
- Taille: Taille unique qui convient à tous
- Adaptés l'angiographie

2.5.0.0

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/gants-de-radioprotection/5573-gants-de-protection.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com